

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku: **Q-Taq DNA polymeráza**

strana 1/1

Datum revize: 02. 01 . 2022
Podle nařízení (ES) č. 1907/2006

-
1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce
 - 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: **Q-Taq DNA polymeráza**
 - 1.2 Katalogové číslo: Q040, Q041, Q042
 - 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Top-Bio, s.r.o.
Průmyslová 596
252 50 Vestec
tel: 603 476 934
email: top-bio@top-bio.cz
 - 1.4 Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2,
tel: 224919293, 224915402
-
2. Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: **žádné**

Chemický název:
Obsah v (v %):
Číslo ES:
Sumární vzorec:
Molekulová váha:
-
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
-
7. Pokyny pro zacházení a skladování
 - 7.1 Pokyny pro zacházení: dodržovat odpovídající laboratorní předpisy.
 - 7.2 Pokyny pro skladování: uchovávejte při teplotě $-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ do expirační doby uvedené na štítku, materiál snáší opakované rozmrazování
-
14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava: není nebezpečné.
ADR/RID: není nebezpečné.
-
15. Informace o právních předpisech

Látka: není nebezpečný dle předpisu (EU) č. 1907/2006.
-
16. Další informace

Tento bezpečnostní list je v souladu dle předpisu (EU) č. 1907/2006.
Všechny zde uvedené informace odpovídají aktuálnímu stavu našich vědomostí a zkušeností.
Charakterizují daný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření a nepředstavují záruku vlastnosti výrobku.
Naše produkty jsou zkoušeny a určeny jen pro laboratorní použití.
Na základě toho je zacházení s těmito látkami podřízeno obvyklým laboratorním bezpečnostním předpisům.