

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 18. 1. 2008

Datum revize: 18. 1. 2009

Podle předpisu (EU) č. 1907/2006

1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: **DNA marker 200-1500+ coloured**

1.2 Katalogové číslo: C 130, C 131, C 132

1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Top-Bio, s.r.o.
Jordana Jovkova 3262
143 00 Praha 4
tel: 603 476 934
fax: 241 77 00 91

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00
Praha 2, tel: 224919293, 224915402

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: **žádné**

Chemický název:

Obsah v (v %):

Číslo ES:

Sumární vzorec:

Molekulová váha:

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení: dodržovat odpovídající laboratorní předpisy.

7.2 Pokyny pro skladování: uchovávejte při teplotě $-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ do expirační doby uvedené na štítku, materiál snáší opakované rozmrazování

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava: není nebezpečné.

ADR/RID: není nebezpečné.

15. Informace o právních předpisech

Látka: není nebezpečný dle předpisu (EU) č. 1907/2006.

16. Další informace

Tento bezpečnostní list je v souladu dle předpisu (EU) č. 1907/2006.

Všechny zde uvedené informace odpovídají aktuálnímu stavu našich vědomostí a zkušeností.

Charakterizují daný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření a nepředstavují záruku vlastností výrobku.

Naše produkty jsou zkoušeny a určeny jen pro laboratorní použití.

Na základě toho je zacházení s těmito látkami podřízeno obvyklým laboratorním bezpečnostním předpisům.