

## PCR Ethanol, 96%

96% ETYLALKOHOL  
(katalogové číslo P054)

rev. 01/2022

### Popis

Jedná se o 96% etylalkohol v kvalitě vhodné pro molekulární biologii.

### Technické údaje

#### **Skladování**

- Skladovat při teplotě  $4^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ .

#### **Balení**

- PCR Ethanol, 96% je dodáván v plastové lahvi se šroubovacím uzávěrem o objemu 100 ml.

#### **Kontrola kvality**

- Každá šarže PCR Ethanolu, 96% je testována z hlediska precipitace RNA, která je následně testována v RT-PCR testu.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P054	PCR Ethanol, 96%	100 ml

