

PCR ethidium bromid

V KVALITĚ VHODNÉ PRO ANALÝZU PCR PRODUKTŮ
(katalogové číslo P046, P047)

rev. 04/2025

Popis

Jedná se o roztok ethidium bromidu (10 mg/ml) v PCR H₂O v kvalitě vhodné pro analýzu PCR produktů.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR ethidium bromid je dodáván ve šroubovacích umělohmotných zkumavkách o objemu 1 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR ethidium bromidu je testována na použití pro vizualizaci DNA fragmentů při gelové elektroforéze v PCR agaróze (kat. č. P045). Konečné ředění v gelu bývá 0,5 µg/ml.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P046	PCR ethidium bromid	1ml
P047	PCR ethidium bromid	5x 1ml

